

Equipamentos 2D 

Eleve o padrão da sua clínica com o
**panorâmico
da vatech**

PaX-i™

O melhor equipamento de panorâmica
do mercado

- Diminui a evasão de pacientes;
- Qualidade de imagem garantida;
- 100% digital;
- Imagem pré e pós-operatório;
- Software que auxilia no diagnóstico;
- Computador completo incluso.



PaX-i SC

O melhor PAN e TELE do mercado

- 2 sensores dedicados com tecnologia CMOS;
- Qualidade de imagem garantida;
- Posicionamento fácil;
- Software que auxilia no diagnóstico;
- Computador completo incluso.



Equipamentos 3D 

Conheça a linha de tomógrafos da vatech

vatech A9™

O seu primeiro tomógrafo

- Panorâmica + Tomografia;
- O melhor custo-benefício do mercado;
- Software para planejamento de implantes;
- Curso de Imersão em Tomografia incluso;
- Computador completo incluso.



Acesse o
catálogo

vatech A9 RC

Transforme sua prática com a tecnologia vatech


- Panorâmica + Tomografia + Telerradiografia;
- O melhor custo-benefício do mercado;
- Software para planejamento de implantes;
- Curso de Imersão em Tomografia incluso;
- Computador completo incluso.



vatech A9™
DreamCamp



Acesse o catálogo



Equipamentos 3D 

Conheça a linha Green da vatech

Green Smart™

Onde tecnologia e simplicidade
se encontram

- FOV 5x5 e 12x9 anatômico;
- Panorâmica com tecnologia Magic Pan;
- Panorâmica Insight Pan;
- Tecnologia Rapid Ceph: 1.9 seg;
- Inclui os softwares EzDent-i e Ez3D-i;
- Computador completo incluso.

Disponíveis nas versões: PAN/TOMO e PAN/TOMO/TELE



Green X™

O tomógrafo mais rápido do mundo



Green X™

- Multi FOV (4x4, 5x5, 8x5, 8x8, 12x9, 16x9, 16x15 - Double Scan);
- Panorâmica com tecnologia Magic Pan;
- Panorâmica Insight Pan 2.0;
- Aquisição de tomografia em 2,9 segundos;
- Inclui os softwares EzDent-i e Ez3D-i;
- Software de avaliação para ENDO;
- Ideal para implante, zigomático, endodontia, buco maxilo, ortognática e cirurgias gerais;
- Alta resolução vatech (voxel 0.05 mm);
- Computador completo incluso.

Disponíveis nas versões: PAN/TOMO e PAN/TOMO/TELE



Green 16™

Baixo tempo de exposição alta qualidade de imagem

- Multi FOV (5x5, 8x5, 8x9, 12x9 e 16x9);
- Panorâmica com tecnologia Magic Pan;
- Inclui os softwares EzDent-i e Ez3D-i;
- Software para planejamento de implantes;
- Atende implante, zigomático, endodontia e cirurgias gerais;
- Computador completo incluso.

Disponíveis nas versões: PAN/TOMO e PAN/TOMO/TELE



Green X 12™

Alta resolução acessível para todos

- Multi FOV (4x4, 8x5, 8x8, 12x8.5, 12x14 - Double Scan);
- Panorâmica com tecnologia Magic Pan;
- Panorâmica Insight Pan 2.0;
- Inclui os softwares EzDent-i, Ez3D-i e EzOrtho;
- Software de avaliação para ENDO;
- Ideal para implante, zigomático, endodontia, buco maxilo, ortognática e cirurgias gerais;
- Alta resolução vatech (voxel 0.05 mm);
- Computador completo incluso.

Disponíveis nas versões: PAN/TOMO e PAN/TOMO/TELE



Sensor Digital

EzSensor Classic™

Seu primeiro passo para ser digital

- Tamanho exclusivo 1.5 (ápice e coroa);
- Imagens com visualização instantâneas no computador;
- Software EzDent-i - Fácil de usar.



Raio X Periapical Móvel

EzRay Air™

Gire e Toque

- Praticidade com painel intuitivo gire e toque;
- Desenvolvido com nanotecnologia;
- Design diferenciado e ergonômico;
- Incluso tripé e disparador.



Perfit ZR™

Disco de Zircônia

- 5 opções, um universo de possibilidades;
- Gradação natural de cores e translucidez;
- Ideal para casos estéticos e funcionais.



Categorias	Multicamandas		Branco / Pré-tonalidade		
Produtos	Perfit ZR TSML	Perfit ZR STML	Perfit ZR UT	Perfit ZR ST	Perfit ZR HT
Translucidez	46 - 50%	46%	50%	46%	42%
Resistência	800 - 1.100 MPa	1.100 MPa	800 MPa	1.100 MPa	1.300 MPa

Perfit FS™

O 1º Bloco de Zircônia completamente sinterizado do Mundo

- Blocos brancos/tonalizados e multicamadas;
- Ampla gama de aplicações;
- Permite 33% de redução no preparo do dente;
- Resistência à flexão >500 MPa;
- Translucidez >44% (espessura de 1,0 mm).





10 anos de garantia total*

Seus equipamentos sempre funcionando. Invista com segurança e tranquilidade.



Trade Up

O seu equipamento, independente da marca, ano de fabricação e condições de uso vale um desconto especial na troca de um vatech.**



Trade In

Utilize seu equipamento vatech (2D ou 3D) como parte do pagamento para adquirir seu tomógrafo.**



Buyback

Plano de recompra garantida com depreciação zero, oferecendo facilidade no upgrade de equipamentos 2D vatech para 3D.**



Garantia estendida

Seu investimento sempre seguro. Contrate garantia estendida para o seu equipamento.**

*Consulte regulamento sobre a garantia | **Consulte as condições com nossa equipe de consultores

EzDent-i

Gerencie imagens e planeje tratamentos

O EzDent-i oferece ferramentas essenciais para o gerenciamento de imagens, planejamento de tratamento e valorização do diagnóstico.

Ferramenta Consult: apresenta animações sobre os diversos tipos de tratamentos odontológicos.



Ez3D-i

Simule implantes, visualize em 3D

O Ez3D-i é o software completo para visualizar as imagens, realizar manipulação e simulação de cirurgias de implantes dentários com precisão.

Permite visualização em diversos cortes, avaliação de estrutura óssea, análise de vias aéreas e gerar relatórios.



EzOrtho

Revolucione seus tratamentos ortodônticos!

Com a tecnologia de IA exclusiva da vatech (DAVIS), os ortodontistas podem realizar o traçado cefalométrico com apenas um clique.

O EzOrtho oferece diversas ferramentas e possibilidades, fáceis de manipular.



vatech brasil

dental imaging

vatechbrasil.com.br



Entre em contato pelo WhatsApp

(11) 2365-7167 | (11) 2365-7154

venda@vatechbrasil.com.br

R. Aureliano Guimarães, 172 | Terraço Empresarial Jardim Sul | Cj. 1008 a 1011 | Vila Andrade | 05727-160 | São Paulo | SP | Brasil

